MANTO CALEFACTOR

PCE-HM 1000



- **Para matraces de destilación hasta 1000 ml**
- **Temperatura de calentamiento máx. 450 °C**
- **Potencia 350 W**
- **Corto tiempo de calentamiento**
- **Con interruptor giratorio**
- **Con controlador instalado**

El manto calefactor es un aparato auxiliar que se aplica en laboratorios. El manto calefactor le ayuda a calentar o templar diferentes muestras o sustancias químicas en el laboratorio. El manto calefactor dispone de una red hecha a ganchillo en su interior, en la que se puede colgar el balón de destilación para calentarlo después.

El balón de destilación es la forma típica de recipientes de cristal que se colocan en el manto calefactor. Se trata de un recipiente de hasta 1000 ml de volumen que permita acoger el líquido correspondiente. El rango de temperatura del manto calefactor abarca de 0 a 450 °C, y esta temperatura se ajusta directamente en el manto calefactor vía un interruptor giratorio sin etapas. El rápido tiempo de calentamiento permite al usuario ahorrar tiempo. Si busca un manto calefactor que tenga otra capacidad volumétrica u otro rango de temperatura, por favor consulte nuestros mantos calefactores.

Especificación

Datos técnicos generales	
Carcasa	Acero fundido en frío con superficie pintada
Dimensiones	Dimensiones interiores Ø 150 mm x 77 mm
Potencia	350 W
Temperatura de funcionamiento	0 ... 450 °C
Volumen del balón de destilación	1000 ml
Alimentación	230 V AC / 50 Hz
Tipo de conector	Clavija de contacto de puesta a tierra
Condiciones de funcionamiento	5 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	5 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	260 x 260 x 220 mm
Peso	3000 g