HEIZHAUBE

PCE-HM 1000



- **Leistung 350 W**
- **Betriebstemperatur 0 ... 450 °C**
- **geringe Aufheizzeit**
- **für Rundkolben 1000 ml**
- **mit Drehschalter**
- **mit eingebautem Controller**
- **Arbeitszeit Kontinuierlich**

Die Heizhaube ist ein Hilfsgerät, welches in Laboratorien Anwendung findet. Die Heizhaube hilft Ihnen dabei verschiedene Proben oder Chemikalien im Labor zu erhitzen bzw. temperieren. Das Gerät verfügt über ein gehäkeltes Netz im Inneren, in welches man den Rundkolben einhängen kann um ihn dann zu erhitzen. Der Rundkolben ist die typische Form der Glasgefäße, die in die Heizhaube gestellt werden.

Bei dem Rundkolben handelt es sich um ein bis zu 1000 ml großes Gefäß, welches eine entsprechende Aufnahme der Flüssigkeit ermöglicht. Der Temperaturbereich der Heizhaube reicht von 0 ... 450 °C und diese Temperatur wird direkt an der Heizhaube über einen stufenlos regelbaren Drehschalter eingestellt. Die schnelle Aufheizzeit trägt dazu bei, dass der Verwender Zeit spart. Wenn Sie eine Heizhaube suchen, die ein anderes Fassvermögen oder einen anderen Temperaturbereich abdeckt, schauen Sie bitte bei unseren Heizhauben.

Spezifikation

Allgemeine technische Daten	
Gehäuse	Kaltgewalzter Stahl mit lackierter Oberfläche
Abmessungen	Innen Ø150 mm x 77 mm
Leistung	350 W
Betriebstemperatur	0 ... 450 °C
Kolbenvolumen	1000 ml
Spannungsversorgung	230 V AC / 50 Hz
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Betriebsbedingungen	5 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	5 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	260 x 260 x 220 mm
Gewicht	3000 g