MANTO CALEFACTOR

PCE-HM 250



- **Para matraces de destilación hasta 250 ml**
- **Temperatura de calentamiento máx. 450 °C**
- **Potencia 150 W**
- **Corto tiempo de calentamiento**
- **Con interruptor giratorio**
- **Con controlador instalado**

El manto calefactor PCE-HM 250 es un aparato auxiliar que se usa en laboratorios. El manto calefactor le ayuda a calentar o templar diferentes muestras o sustancias químicas en el laboratorio. El balón de destilación se coloca en una red hecha a ganchillo y se calienta mediante los elementos calefactores que hay debajo de la red. El balón de destilación es un recipiente de cristal con una forma típica que se introduce en el manto calefactor.
El balón de destilación es un recipiente con una capacidad de 250 ml en el que puede introducir líquidos. El rango de temperatura es de 0 a 450 °C que puede regular de forma continua a través de un interruptor giratorio. Gracias a su calentamiento rápido el usuario ahorrará tiempo. Si necesita un manto calefactor con otra capacidad volumétrica u otro rango de temperatura, por favor, consulte nuestros mantos calefactores.

Especificación

Datos técnicos generales	
Carcasa	Acero fundido en frío con superficie pintada
Dimensiones	Dimensiones interiores Ø 105 mm x 60 mm
Potencia	150 W
Temperatura de funcionamiento	0 ... 450 °C
Volumen del balón de destilación	250 ml
Alimentación	230 V AC / 50 Hz
Tipo de conector	Clavija de contacto de puesta a tierra
Condiciones de funcionamiento	5 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	5 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	200 x 200 x 170 mm
Peso	1500 g